

NeuroTrac Sports XL

Neuromuskulärer Muskelstimulator mit Schwerpunkt Sport für bis zu 4 Elektrodenpaaren



Das NeuroTrac Sports XL ist ein 2x2 Kanal Muskelstimulator (mit 2 Kabeln für jeden Kanal und 8 möglichen Stellungen für die Elektroden), der 21+3 Anwendungsprogramme für Sportler zur Verfügung stellt:

- Warm Up
- Kapillarisation
- Ausdauer
- Kraft - Ausdauer (1-3)
- Maximal Kraft
- Krafttraining
- Cellulitis / Cellulite
- Muskelerholung
- Aktive Erholung
- Muskel Toning (Formung)
- Muskelberuhigung
- uvm.

Dieses digitale Sports XL EMS Gerät vom Marken-Hersteller Verity Medical entspricht der Medizinproduktenorm MDD93/42/EEC.

Was ist STIM, EMS bzw. NMS?

Unter elektrischer Muskelstimulation (EMS), neuromuskulärer Stimulation (NMS) oder einfach nur STIM (Stimulation) versteht man die Verwendung elektrischer Stimulation von Muskelgruppen zur Kontrahierung (Zusammenziehung) und Rehabilitation.

[Weitere Informationen dazu finden Sie hier...](#)

Indikationen (Anwendungen):

- Muskelvergrößerung
- Erhaltung und Vergrößerung des Bewegungsbereiches
- Vergrößerung der lokalen Blutzirkulation
- Zum Aufwärmen vor sportlicher Aktivität
- Verhinderung der Muskelatrophie

Kontraindikationen (Nichtanwendungen):

Es wird geraten, sich vor Einsatz des Gerätes an Ihren Arzt oder Therapeuten zu wenden! [Weitere Hinweise zu Kontraindikationen \(Nichtanwendungen\) finden Sie hier...](#)

Artikeldetails / Technische Daten

- Zweikanal: getrennt isolierte Stromkreise
- Intensität: 0-90 mA
- Stromtyp: Konstanter Strom
- Wellenform: symmetrisch, rechteckig biphasig mit Null Gleichstrom
- Wählbare Impulsweite: 50 µS - 330 µS (2% Genauigkeit)
- Frequenz: im Modus Kontinuierlich (CONT) 2 - 100 Hz (2% Genauigkeit)
- Arbeits-/Ruhezeit: 2-99 Sekunden
- 21 voreingestellte Stimulationsprogramme
- 3 Programme zur individuellen Konfiguration
- Zeit-Einstellung: variabel zwischen 1 Minute und 90 Minuten
- Batterieanzeige: fällt die Batteriespannung unter 6.9+/- 0.2 Volt, blinkt die Batterieanzeige einmal pro Sekunde
- SKU-Schaltung: falls eine Stromkreisunterbrechung am Ausgang von Kanal A oder B auftritt, wird der Strom auf 0 gesetzt
- Anstiegszeit: 0,1 - 9,9 Sek
- Abmessungen: 134 x 69 x 30 mm
- Gewicht mit Batterie: ca. 180 g
- Gürtelclip
- Sehr großes und gut ablesbares Display

Lieferumfang

www.tens4you.de - Burckhardtstr. 59 - 34346 Hann. Münden - Deutschland - Tel.: 05541-9992030

- 1 x Digitales NeuroTrac Sports XL
- 1 x Transport-Softbag
- 4 x Elektrodenanschlusskabel
- 8 x Textilelektroden 50 x 50 mm
- 2 x Batterien 9 V
- 1 x Bedienungsanleitung in deutsch

EAN: 5060073970063